

Free hand Bone Shaver 材質 evidence

<ガイドプレート>

材質 : TECAPEEK MT natural


※未滅菌／蒸気滅菌(オートクレーブ) 過酸化水素プラズマ滅菌 各滅菌対応可能



<押さえナット>

材質 : TECAPEEK natural

※未滅菌／蒸気滅菌(オートクレーブ) 過酸化水素プラズマ滅菌 各滅菌対応可能



材質 evidence の詳細は下記サイトよりご覧ください。

<https://www.ensingerplastics.com/ja-jp>