


# TKA・大腿骨・脛骨・膝蓋骨 1mm微調整を簡便に行える




凸凹にならないの？

本当に巧く削れるの？

脛骨近位追加骨切り  
基本手技（前方から）

final cutting mode  
（最終モード）に使用

Point



・回し切り用の  
ラウンド形状



・普段のボーンソーに  
装着するのみ



・再設置の手間要らず



ポイントを  
押さえれば  
大丈夫です！

骨切りガイドは自在に固定可能！  
注意して動画をご覧ください。

このQRコードをご覧頂ければ  
疑問はすべて解決！



裏面につづく

## お問合せ

製造販売元／株式会社ミヤタニ

〒799-2656

愛媛県松山市和気町1丁目446番地6

TEL : 089-979-3794 FAX : 089-979-3798

URL : <http://miyatani-medical.jp>

E-mail : [miyatani@alpha.ocn.ne.jp](mailto:miyatani@alpha.ocn.ne.jp)


第三種医療機器製造販売業 許可番号 38B3X10004

医療機器製造業 登録番号 38BZ200030

ホームページは  
こちら



Freehand Bone Shaver<sup>®</sup>  
の情報はこちら



切除イメージ画像

※ブレードの有効長は**72.0mm**です。

※Joint designはZimmerを使用。

弊社ホームページにて公開しております動画も  
**shortバージョン**を使用しております。